

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗ゲルゾリンポリクローナル抗体 - P06396

商品番号: CM0019479



前書き

ヒトゲルゾリン（ADF、AGEL）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アクチン細胞骨格の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gelsolin Rabbit pAb
備考／別名	ADF ; AGEL ; Gelsolin
種	ヒト
GeneID	2934
免疫原	ヒトゲルゾリン（NP_000168.1）のアミノ酸282～438に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06396
タンパク質分子量	86kDa
輸送	保冷バッグ