

ウエスタンブロット (Wb)、免疫組織化学 (Ihc-P)、Elisa 用 抗ゲルソリン ウサギ モノクローナル抗体 [Kd検証済み] - P06396

商品番号: CM0004861

前書き

[KD検証済み] ウエスタンブロット (WB)、免疫組織化学 (IHC-P)、ELISA 用 組換え抗ゲルソリンウサギモノクローナル抗体。ヒトゲルソリン (P06396、86 kDa) を認識します。アクチン細胞骨格研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] ゲルソリン ウサギ mAb
備考/別名	ADF; AGEL; [KD検証済み] ゲルソリン
種	ヒト
GeneID	2934
免疫原	組換えタンパク質 ヒトゲルソリン (NP_000168.1) のアミノ酸 28-782 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06396
タンパク質分子量	86kDa
輸送	氷袋