

Wb、Ihc-P、Elisa用 アンチ-ゲルソリン ラビットポリクローナル抗体 - P06396

商品番号: CM0023407



前書き

KD検証済みのヒトゲルソリン（ADF、AGEL）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています；マウスおよびラットと交差反応します。ゲルソリンはアクチンフィラメントのダイナミクスを調節します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] Gelsolin Rabbit pAb
備考/別名	ADF; AGEL; [KD検証済み] Gelsolin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2934
免疫原	ヒトゲルソリン（NP_000168.1）のアミノ酸28-782に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06396
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスバッグ