


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Gem ウサギポリクローナル抗体 - P55040

商品番号: CM0026538



前書き

ヒトGTP結合タンパク質GEM（KIR）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。ヒトサンプルと反応。細胞膜におけるGEMを介したシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GEM ウサギ pAb
備考/別名	KIR; GEM
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2669
遺伝子ID	2669
免疫原	ヒトGEM（NP_005252.1）のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P55040
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ