

Anti-Gemin 2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O14893

商品番号: CM0002888



前書き

ヒト Gemin 2 (SIP1)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。snRNP集合およびpre-mRNAスプライシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gemin 2 Rabbit mAb
備考/別名	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8487
遺伝子ID	8487
免疫原	ヒトGemin 2 (O14893) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14893
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ