

Gemin 2抗ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - O14893

商品番号: CM0027166



前書き

Gemin 2

(SIP1)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証されています。snRNPアセンブリおよびpre-mRNAスプライシングに必須なSMN複合体の32 kDaコンポーネントを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gemin 2 Rabbit pAb
備考・別名	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8487
GeneID	8487
免疫原	ヒトGemin 2 (NP_003607.1)のアミノ酸180-280内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14893
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	氷袋