

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Gemin5ウサギポリクローナル抗体 - Q8Teq6

商品番号: CM0022826



前書き

GEMIN5に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。snRNPの形成およびpre-mRNAスプライシング機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GEMIN5 Rabbit pAb
備考／別名	NEDCAM; GEMIN-5; GEMIN5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25929
GeneID	25929
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TEQ6
タンパク質分子量	169kDa
輸送	保冷剤