


Wb、Elisa用抗Gemin6ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wxd5

商品番号: CM0013614



前書き

ヒトサンプルのWBおよびELISAで検証済みのGEMIN6ウサギポリクローナル抗体です。snRNPの形成とブレ mRNA スプライシングに関与するSMN複合体の構成要素であるGem関連タンパク質6を標的としており、研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GEMIN6 Rabbit pAb
別名	GEMIN6
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79833
遺伝子ID	79833
免疫原	ヒトGEMIN6 (NP_079051.9) のアミノ酸1-167に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WXD5
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	氷袋