

WbおよびElisa用 抗Gen1ウサギポリクローナル抗体 - Q17Rs7

商品番号: CM0016856



前書き

ヒトGEN1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ホリデイジャンクション解消およびDNA修復に関与するフラップエンドヌクレアーゼGEN相同分子1 (Q17RS7)

を標的とします。ヒトおよびマウスサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GEN1 ウサギ pAb
備考/別名	Gen; GEN1
種	ヒト
遺伝子ID	348654
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q17RS7
タンパク質分子量	103kDa
発送	保冷バッグ