


Wb、Elisa用抗Gephyrinモノクローナル抗体 - Q9Nqx3

商品番号: CM0005561



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、ELISAで検証済みの抗Gephyrinモノクローナル抗体。抑制性シナプスオーガナイザーおよびモリブデン補酵素生合成酵素を標的とします。神経科学および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gephyrin Rabbit mAb
備考/別名	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10243
GeneID	10243
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQX3
タンパク質分子量	80kDa/83kDa
配送	アイスバッグ