


WbおよびElisa用抗Gephyrinポリクローナル抗体 - Q9Nqx3

商品番号: CM0026742



前書き

ヒトGephyrin (GPHN)

ターゲットのウェスタンブロットおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。抑制性シナプスの固定化およびモリブデン補酵素生合成の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gephyrin Rabbit pAb
備考/別名	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10243
GeneID	10243
免疫原	ヒトGephyrin (NP_065857.1) のアミノ酸520-769に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQX3
タンパク質分子量	80kDa
配送	氷袋