

Wb、Elisa用抗Get4ウサギポリクローナル抗体 - Q7L5D6

商品番号: CM0020906



前書き

ゴルジ体から小胞体への輸送タンパク質4ホモログ（GET4）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。タンパク質品質管理およびテールアンカー型タンパク質ターゲティング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GET4ウサギpAb
備考／別名	CEE; CDG2Y; TRC35; CGI-20; C7orf20; GET4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51608
免疫原	ヒトGET4（NP_057033.2）のアミノ酸1～327に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L5D6
タンパク質分子量	37 kDa
配送	保冷バッグ