

Anti-Gf14-C ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q6Zkc0

商品番号: CM0022294



前書き

イネGF14-C（14-3-3様タンパク質G-box factor 14-3-3 homolog

C）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。植物研究および診断に適しています。Swiss-Prot Q6ZKC0。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GF14-C ウサギpAb
備考/別名	GF14C; OJ1124_B05.7; GF14-C
種	イネ (Oryza sativa)
遺伝子ID (Oryza sativa)	4345634
免疫原	イネ (Oryza sativa) GF14-Cの組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	イネ (Oryza sativa)
SWISS	Q6ZKC0
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスバッグ