

免疫蛍光用抗Gfapモノクローナル抗体（コンジュゲート） - P14136

商品番号: CM0009110



前書き

免疫蛍光（IF-P）用にバリデーション済みの標識GFAPウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGFAP（50 kDaのアストロサイトマーカー）と反応します。神経科学研究および診断法開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	標識GFAPウサギmAb
備考／別名	ALXDRD
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2670
GeneID	2670
免疫原	合成ペプチド ヒトGFAP（P14136）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14136
タンパク質分子量	50 kDa
輸送	保冷バッグ