

Wb、If-F、If-P、Mihc、Elisa用 抗Gfap モノクローナル抗体 - P14136

商品番号: CM0003202



前書き

WB、IF-F、IF-P、mIHC、ELISAで検証済みの抗GFAPウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGFAP（約50 kDa）と交差反応します。神経科学およびアストロサイト研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFAP ウサギ mAb
備考/別名	ALXDRD; GFAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2670
GeneID	2670
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-F、IF-P、mIHC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14136
タンパク質分子量	50 kDa
発送	保冷バッグ