

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Gfapモノクローナル抗体 - P14136

商品番号: CM0004981



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みのマウスモノクローナルGFAP抗体。CNS研究におけるアストロサイト検出に不可欠であり、CamelBioによるワンストップ調達サポートを提供します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFAP Mouse mAb
備考/別名	ALXDRD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2670
GeneID	2670
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGFAP (NP_002046.1) のアミノ酸60-383に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14136
タンパク質分子量	50 kDa
配送	アイスパック