

Anti-Gfap ポリクローナル抗体 - P14136

商品番号: CM0017674



前書き

ヒトGFAPを標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経科学研究におけるアストロサイトマーカーの検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFAP Rabbit pAb
備考/別名	ALXDRD; GFAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2670
GeneID	2670
免疫原	合成ペプチド：ヒトGFAP (NP_002046.1) のアミノ酸350-432領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14136
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋