

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Gfap ウサギ ポリクローナル抗体 - P14136

商品番号: CM0017567



前書き

ヒトGFAPに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。神経科学研究におけるアストロサイトマーカー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFAP ウサギ pAb
備考/別名	ALXDRD; GFAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2670
GeneID	2670
免疫原	ヒトGFAP (NP_002046.1) のアミノ酸1-75に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14136
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ