


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Gferウサギポリクローナル抗体 - P55789

商品番号: CM0024752



前書き

ヒトGFER（ALR/ERV1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのGFERを認識。ミトコンドリア酸化還元生物学および肝再生研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFERウサギpAb
備考/別名	ALR; HPO; HSS; ERV1; HPO1; HPO2; HERV1; MMCHD; MPMCD; GFER
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2671
GeneID	2671
免疫原	ヒトGFER（NP_005253.3）のアミノ酸81-205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55789
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ