


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Gfm1 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Rp9

商品番号: CM0026985



前書き

ヒトミトコンドリア伸長因子G (GFM1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。ミトコンドリア翻訳および疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFM1 ウサギ pAb
備考/別名	EFG; GFM; EFG1; EFGM; EGF1; hEFG1; COXPD1; mtEF-G1; GFM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	85476
GeneID	85476
免疫原	ヒトGFM1 (NP_079272.4) のアミノ酸482-751に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RP9
タンパク質分子量	83kDa
配送	保冷バッグ