

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Gfpt1 ウサギ モノクローナル抗体 - Q06210

商品番号: CM0002584



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのGFPT1 ウサギ mAb。ヒト、マウス、ラットのGFPT1（約79 kDa）を認識します。ヘキソサミン経路と糖鎖化研究に必須。UDP-GlcNAc合成における重要な酵素を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFPT1 ウサギ mAb
備考/別名	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMST1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2673
遺伝子ID	2673
免疫原	ヒトGFPT1 (Q06210) のアミノ酸600-699に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06210
タンパク質分子量	79 kDa
輸送	氷袋