

抗Gfpt1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q06210

商品番号: CM0025375



前書き

GFPT1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。分子量79kDaのヘキソサミン経路酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFPT1 ウサギ pAb
備考/別名	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2673
遺伝子ID	2673
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGFPT1（NP_002047.2）のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06210
タンパク質分子量	79kDa
輸送	保冷バッグ