

抗Gfpt2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O94808

商品番号: CM0024022

前書き

ヒトGFPT2（SWISS: O94808）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。ヘキソサミン合成経路およびタンパク質グリコシル化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFPT2 ウサギpAb
別名	GFAT; GFAT2; GFAT 2; GFPT2
種	ヒト
遺伝子ID	9945
免疫原	ヒトGFPT2（NP_005101.1）のアミノ酸200-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94808
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋梱包