

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Gfra1 ポリクローナル抗体 - P56159

商品番号: CM0029101



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証済みのGFRA1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプル中のGFRA1を検出します。神経栄養シグナル伝達およびドーパミン作動性ニューロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GFRA1 ウサギ pAb
備考/別名	GNFR; RETL; RETL1; RHDA4; TRNR1; GDNFRA; GFRalpha-1; GFR-ALPHA-1; GDNFR-alpha-1; GFRA1
種	ヒト
GeneID	2674
免疫原	ヒトGFRA1 (NP_005255.1) のアミノ酸345-420に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56159
タンパク質分子量	51kDa
輸送	アイスパック