

WbおよびElisa用抗Gfra2ウサギポリクローナル抗体 - O00451

商品番号: CM0031030



前書き

ヒトGFRA2に対するアフィニティー精製ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。神経科学研究のためのネウロトリン受容体αを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFRA2 ウサギ pAb
備考/別名	NTNRA; RETL2; TRNR2; GDNFRB; NRTNR-ALPHA; GFRA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2675
GeneID	2675
免疫原	ヒトGFRA2 (NP_001486.4) のアミノ酸360-464に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00451
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷剤