


Wb・Elisa用 抗Gfra3 ウサギポリクローナル抗体 - O60609

商品番号: CM0030039



前書き

ヒトGFRA3（GDNFファミリー受容体α3）を標的とするアフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、ヒトとマウスに交差反応します。神経栄養因子シグナル伝達および末梢神経研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFRA3 ウサギpAb
別名	GDNFR3; GFRA3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2676
GeneID	2676
免疫原	組換えタンパク質；ヒトGFRA3（NP_001487.2）のアミノ酸32～240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60609
タンパク質分子量	45kDa
発送	氷袋