

Wb、Elisa用 抗Ggct ポリクローナル抗体 - O75223

商品番号: CM0031017



前書き

ヒトガンマ-

グルタミルシクロトランスフェラーゼ（GGCT）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。グルタチオンホメオスタシスとアポトーシスに関する研究に最適。ヒトと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GGCT ウサギ pAb
備考/別名	GGC; GCTG; CRF21; C7orf24; GGCT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79017
GeneID	79017
免疫原	ヒトGGCT (NP_076956.1) のアミノ酸1-188に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75223
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ