

Wb・Elisa用抗Ggcxウサギポリクローナル抗体 - P38435

商品番号: CM0021807



前書き

GGCXウサギポリクローナル抗体（P38435）はウェスタンブロット（WB）とELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスのビタミンK依存性ガンマカルボキシラーゼを検出し、凝固および骨代謝研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GGCX Rabbit pAb
備考・別名	VKCFD1; GGCX
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2677
遺伝子ID	2677
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGGCX（NP_000812.2）のアミノ酸479-758番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P38435
タンパク質分子量	88kDa
発送	保冷剤