


Wb、Elisa用抗Gghポリクローナル抗体 - Q92820

商品番号: CM0030486



前書き

ウサギ由来抗ヒトGGH（ γ -グルタミルヒドロラーゼ）ポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。葉酸代謝および抗葉酸研究に最適です。UniProt: Q92820。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GGH ウサギpAb
備考/別名	GH; GATD10; GGH
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8836
GeneID	8836
免疫原	ヒトGGH (NP_003869.1) のアミノ酸25～230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92820
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤