


Wb、Elisa用 Anti-Ggps1 ポリクローナル抗体 - O95749

商品番号: CM0019186



前書き

GGPS1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。ゲラニルゲラニルニリン酸合成および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GGPS1 ウサギ pAb
備考/別名	GGPPS; MDHLO; GGPPS1; MUDHLOV; GGPS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9453
GeneID	9453
免疫原	ヒトGGPS1 (NP_001032354.1) のアミノ酸164-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95749
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ