

WbおよびElisa用抗Ggt5ウサギポリクローナル抗体 - P36269

商品番号: CM0016593

前書き

WBおよびELISAで検証済みのこのウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスのGGT5を検出し、免疫原はアミノ酸388-

587に対応します。グルタチオン代謝および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GGT5 ウサギ pAb
備考/別名	GGL; GGT 5; GGTLA1; GGT-REL; GGT5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2687
GeneID	2687
免疫原	ヒトGGT5 (NP_001093251.1) のアミノ酸388-587に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P36269
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ