


Wb、Elisa用抗 Γ -カテニン モノクローナル抗体 - P14923

商品番号: CM0006009



前書き

 γ -

カテニン (JUP) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があり、WBおよびELISAで検証済みです。細胞接着および接合複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	γ -カテニン ウサギ mAb
備考/別名	PG; DP3; PDGB; PKGB; CTNNG; DPIII; γ -カテニン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3728
免疫原	ヒト γ -カテニン (P14923) のアミノ酸15-115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14923
タンパク質分子量	82kDa
配送	アイスバッグ