


Wb、Ip、Elisa用 抗 Γ -カテニン ウサギ ポリクローナル抗体 - P14923

商品番号: CM0013704



前書き

ヒトおよびマウス γ -カテニン（ジャンクションプラコグロビン）を認識するウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み、82 kDaのタンパク質を検出します。細胞接着、心筋症、皮膚学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	γ -カテニン ウサギ pAb
備考/別名	PG, DP3, PDGB, PKGB, CTNNG, DPHI, γ -カテニン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3728
GeneID	3728
免疫原	ヒト γ -カテニン（NP_002221.1）のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P14923
タンパク質分子量	82kDa
発送	保冷バッグ