

Wb、If/Icc、Elisa用 抗 γ -チューブリン キャットモノクローナル抗体 - P23258

商品番号: CM0007339



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IF/ICC、ELISAに検証済みの γ -チューブリン

ウサギモノクローナル抗体。微小管形成と細胞分裂に関与する重要な中心体タンパク質であるガンマ-チューブリンを認識します。細胞周期および細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	γ -チューブリン ウサギ mAb
備考/別名	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCPI; γ -チューブリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7283
免疫原	ヒト γ -チューブリン組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23258
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋