

Anti-γ-Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P23258

商品番号: CM0029482



前書き

WBおよびELISA用に検証されたγ-Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットと反応します。微小管形成とセントロソーム機能に関与するγ-Tubulin Ring Complex (γTuRC) の重要な構成要素であるgamma-tubulinを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	γ-Tubulin Rabbit pAb
備考/別名	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ-Tubulin
種	ヒト
遺伝子ID	7283 (ヒト)
免疫原	ヒトγ-Tubulin (NP_001061.2) のアミノ酸382-451に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23258
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスパック