

Anti-Ghd 7.1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q0D3B6

商品番号: CM0021514

前書き

イネの開花抑制因子Ghd 7.1 (PRR37)を標的とするウサギポリクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済みで、イネとの交差反応性あり。光周性開花および概日時計の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ghd 7.1 ウサギ pAb
備考/別名	HD2; DTH7; PRR37; OsPRR37; Ghd 7.1
種	Oryza sativa (イネ)
GeneID	4344399
免疫原	Oryza sativa Ghd 7.1 (Q0D3B6) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	Oryza sativa (イネ)
SWISS	Q0D3B6
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷バッグ