

Wb、Elisa用抗Ghd7ポリクローナル抗体 - E5Rqa1

商品番号: CM0023505

前書き

イネの転写因子GHD7に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。長日条件下における主要な開花抑制因子を標的としており、イネ（Oryza sativa）の開花時期制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GHD7 ウサギ pAb
備考／別名	Ghd7; GHD7
対象種	イネ（Oryza sativa）
遺伝子ID	107276161
免疫原	イネGHD7組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	イネ（Oryza sativa）
SWISS	E5RQA1
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	保冷剤梱包