

Wb、Elisa用抗Ghrhモノクローナル抗体 - P01286

商品番号: CM0005710



前書き

ヒトGHRH（ソマトリベリン）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、この抗体は12kDaのタンパク質と反応します。成長ホルモン分泌の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GHRH Rabbit mAb
備考/別名	GRF; INN; GHRF; GHRH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2691
遺伝子ID	2691
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGHRHのアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_066567.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01286
タンパク質分子量	12kDa
配送	アイスバッグ