

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ghrh ポリクローナル抗体 - P01286

商品番号: CM0028920



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギ

ポリクローナル抗GHRH抗体。ヒト、マウス、ラットのGHRH（ソマトリベリン）と反応します。成長ホルモン分泌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GHRH ウサギ pAb
備考/別名	GRF; INN; GHRF; GHRH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2691
遺伝子ID	2691
免疫原	ヒトGHRH (NP_066567.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01286
タンパク質分子量	12kDa
輸送	保冷バッグ