


## 抗Ghrhrポリクローナル抗体 (Wb, If-P, Elisa用) - Q02643

商品番号: CM0030643



## 前書き

ヒトGHRHR（成長ホルモン放出ホルモン受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性があります。成長ホルモンシグナル伝達および欠損症の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | GHRHR ウサギpAb                                         |
| 備考/別名      | GRFR; GHRFR; IGHD4; IGHD1B; GHRHR                    |
| 種          | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 2692                                                 |
| 遺伝子ID      | 2692                                                 |
| 免疫原        | ヒトGHRHRの1-130アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000814.2)。 |
| ソース        | ウサギ                                                  |
| カテゴリ       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション   | WB, IF-P, ELISA                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS      | Q02643                                               |
| タンパク質重量    | 47kDa                                                |
| 配送         | アイスパック                                               |