

Wb、If/Icc、Elisa用抗Giantinウサギポリクローナル抗体 - Q14789

商品番号: CM0021295

前書き

ヒトGiantin（GOLGB1、Q14789）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの有効性が確認されています。細胞間架橋形成に参与する約376 kDaのゴルジ膜タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Giantin ウサギpAb
備考／別名	GCP、GCP372、GOLIM1、Giantin
種	ヒト
GeneID	2804
免疫原	ヒトGiantin（NP_004478.3）のアミノ酸1123～1302に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14789
タンパク質分子量	376 kDa
配送	保冷バッグ