

Wb用抗Gid1Aウサギポリクローナル抗体 - Q9Maa7

商品番号: CM0024230



前書き

シロイヌナズナ (*Arabidopsis thaliana*) のジベレリン受容体GID1A (ATCXE10) に対するウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットティング (WB) およびELISAでの使用が検証済みです。GAシグナル伝達、植物の成長・発達の研究に最適です。免疫原：アミノ酸50～150領域内の合成ペプチドを使用しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GID1A ウサギ pAb
別名	ATGID1A, GA INSENSITIVE DWARF1A, T12H1.8, T12H1_8, GID1A
対象種	シロイヌナズナ (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
GeneID	819674
免疫原	シロイヌナズナ (<i>Arabidopsis thaliana</i>) GID1A (NP_187163.1) のアミノ酸50～150領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
SWISS	Q9MAA7
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤