


Anti-Gif/内因子 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P27352

商品番号: CM0029743



前書き

ヒトGIF（内因子）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。コバラミン吸収および胃粘膜研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GIF ウサギ pAb
備考/別名	IF; GIF; INF; IFMH; TCN3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2694
免疫原	ヒトGIF（NP_005133.2）のアミノ酸20-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P27352
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ