

Anti-Gigyf2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6Y7W6

商品番号: CM0015494



前書き

WB、ELISA用に検証されたAnti-GIGYF2ラビットポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。翻訳抑制、mRNA分解、およびパーキンソン病の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GIGYF2 Rabbit pAb
備考/別名	GYF2; PERQ2; PERQ3; PARK11; TNRC15; GIGYF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26058
GeneID	26058
免疫原	ヒトGIGYF2 (NP_001096617.1) のアミノ酸350-500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6Y7W6
タンパク質分子量	150kDa
配送	氷袋