


Wb、Elisa用 Anti-Gimap1 ポリクローナル抗体 - Q8Wwp7

商品番号: CM0022758



前書き

ヒトGIMAP1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。脾臓およびリンパ節におけるリンパ球生存とGTPase生物学の研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GIMAP1 ウサギ pAb
備考/別名	IAN2; IMAP1; HIMAP1; IMAP38; GIMAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	170575
遺伝子ID	170575
免疫原	ヒトGIMAP1 (NP_570115.1) のアミノ酸140-280に対応する組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q8WWP7
タンパク質重量	34kDa
発送	保冷バッグ