


Anti-Gimap5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96F15

商品番号: CM0030938



前書き

ヒトGIMAP5を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性タンパク質を検出します。Tリンパ球の発達および免疫調節に関する研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GIMAP5 Rabbit pAb
備考/別名	IAN4; IAN5; IROD; IAN-5; IMAP3; NCPH2; HIMAP3; IAN4L1; GIMAP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55340
GeneID	55340
免疫原	ヒトGIMAP5 (NP_060854.2) のアミノ酸190-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q96F15
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスパック