


Wb・Elisa用抗Gins2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y248

商品番号: CM0028601



前書き

ヒトGINS2（PSF2）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みです。DNA複製研究、特にCMGヘリカーゼ複合体の研究に最適です。ヒトと交差反応します。推定分子量は21 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GINS2 ウサギ pAb
備考・別名	PSF2; Pfs2; HSPC037; GINS2
種	ヒト
GeneID	51659
免疫原	ヒトGINS2（NP_057179.1）のアミノ酸1-185に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y248
タンパク質分子量	21kDa
発送	氷袋