

Anti-Gins4 (Sld5) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Brt9

商品番号: CM0030356



前書き

ヒト GINS4 (SLD5)

をターゲットとしたウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットのGINS4（DNA複製複合体タンパク質）を検出します。細胞周期および複製の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GINS4 Rabbit pAb
備考/別名	SLD5, GINS4
種	ヒト
遺伝子ID	84296
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BRT9
タンパク質分子量	98kDa
配送	氷袋