


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Gipウサギポリクローナル抗体 - P09681

商品番号: CM0030091



前書き

ヒトGIP（胃抑制ポリペプチド/グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み；マウスおよびラットと交差反応します。糖尿病および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GIP Rabbit pAb
備考/別名	GIP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2695
免疫原	ヒトGIP (NP_004114.1) のアミノ酸22-153に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09681
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ