

Wb、Elisa用 抗Gipcl ウサギポリクローナル抗体 - O14908

商品番号: CM0014781

前書き

ヒトGIPC1 (O14908)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。Gタンパク質結合シグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GIPC1 ウサギ pAb
備考/別名	NIP; GIPC; IIP-1; OPDM2; TIP-2; SEMCAP; C19orf3; Hs.6454; GLUTICBP; RGS19IP1; SYNECTIN; SYNECTIIN; GIPC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10755
GeneID	10755
免疫原	ヒトGIPC1 (NP_005707.1) のアミノ酸1-333に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14908
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷バッグ